

# Electrocardiografo CONTEC ECG1200G



El ECG1200G es un electrocardiógrafo interpretativo de doce canales que muestra las 12 derivaciones de ECG en forma simultánea, con impresora térmica incorporada y una pantalla de 8" táctil para su uso práctico.

El ECG1200 es capaz de almacenar más de 1,000 estudios, lo que facilita la consulta del historial médico. Idiomas: inglés y español

Visualización simultánea de 3/6/12 canales en la pantalla y en la pc, impresión en hoja carta desde la pc en formato PDF o Jpg  
Pantalla TFT touch de 8", Impresora térmica, Batería recargable, Interpretación en español, modo automático y manual

## INCLUYE:

- Pinzas para extremidades
- Chupones para precordiales
- Cable de paciente
- Cable usb
- Batería recargable
- Manual de usuario
- 1 rollo de papel
- 12 meses de garantía