

# Electrocardiógrafo CONTEC ECG600G



El ECG600G es un electrocardiógrafo interpretativo de seis canales que muestra las 12 derivaciones de ECG en forma simultánea, con impresora térmica incorporada y una pantalla de 7" táctil para su uso práctico. El ECG600 es capaz de almacenar más de 1,000 estudios, lo que facilita la consulta del historial médico. Idiomas: inglés y español

Visualización simultánea de 3/6/12 canales, en la pantalla se muestra el modo de configuración del equipo  
Pantalla TFT touch de 7", Impresora térmica, Batería recargable, Interpretación en español, modo automático y manual

## INCLUYE:

- Pinzas para extremidades
- Chupones para precordiales
- Cable de paciente
- Cable usb
- Batería recargable
- Manual de usuario
- 1 rollo de papel
- 12 meses de garantía