



► Características

- Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto.
- Tubos tipo vacutainer.
- Fácil acceso de programación.
- Aviso de sonido automática al terminar el tiempo de operación programado.

► Aplicaciones

- Laboratorios clínicos
- Bancos de sangre
- Hematología

► Accesorios incluidos

- Rotor de 12 tubos OPCIONAL (se vende por separado, solo compatible con el nuevo modelo).

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-4000
Rango de velocidad	100- 4,000 RPM.
RCF máxima	1,780 xg.
Incrementos de velocidad	10 RPM.
Incrementos de RFC	10 xg.
Temporizador	1 - 99 minutos.
Capacidad del rotor	8 tubos x 10 mL / 15 mL ó 12 tubos x 10 mL (opcional).
Peso	10 Kg.
Dimensiones	270 x 310 x 260 mm/ 10.6" x 12.2" x 10.2".
Fuente de alimentación	110/240V, 50/60 Hz.
Garantía	1 año