

# LÁMPARA UV PORTÁTIL

UVL-312

La lámpara UV se complementa con fuentes de luz UV de 2 longitudes de onda diferentes (254 nm y 365 nm), dando la oportunidad de elegir la que requiera. Instrumento utilizado para diversas aplicaciones como lo son la visualización de geles de electroforesis, análisis forense (observación de fluidos) o esterilizar un área pequeña.

DATOS TÉCNICOS	
LONGITUD DE ONDA	254 - 365 nm.
TAMAÑO DEL FILTRO	200 x 50 mm.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	No más de 4 horas.
POTENCIA	16W.
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 50Hz.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos con el fin de mejorar su operación o presentación

**Scientific®**