

Monitor CONTEC CMS-6000



- Pantalla TFT a color de alto contraste de 8.4”
- Batería de litio integrada
- Parámetros para pacientes adulto, pediátrico y neonatal
- Modo de pantalla de ECG de 7 derivaciones
- Medición de 5 parámetros
- Spo2
- Frecuencia Cardíaca
- Respiración
- Temperatura
- Presión no invasiva
- **INCLUYE:**
- Sensor Spo2 adulto pediátrico
- Sensor de temperatura cutáneo
- Cable de ECG
- Brazaletes para T/A adulto con extensión
- Manual de usuario
- 12 Meses de garantía
- OPCIONAL MODULO DE CO2