





## SM-3BW

## MEDIDOR DE pH/mV DE MESA

Equipo utilizado para determinación de pH en diferentes procedimientos de rutina. Ideal para laboratorios, clínicas universidades, institutos, etc.

DATOS TÉCNICOS		
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LCD	
CONECTOR	BNC; conector jack 3.5 mm	
DIMENSIONES	210 x 205 x 65 mm	
PES0	1.5 kg	
ALIMENTACIÓN	CD 9V	

рН	
INTERVALO DE MEDICIÓN	0.00 a 14.00 pH
PRECISIÓN	±0.01 pH
RESOLUCIÓN	0.01 pH
PUNTOS DE CALIBRACIÓN	2 puntos
SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN	USA (pH 4.01, 7.00, 10.01) NIST (pH 4.01, 6.86, 9.18)
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	0 - 100°C, 32 - 212°F (automática)

mV	
INTERVALO DE MEDICIÓN	-1999 a 1999 mV
PRECISIÓN	±1 mV
RESOLUCIÓN	1 mV



- A Accesorios incluidos
  Electrodo de pH
  Sonda de temperatura
  Sobres para soluciones buffer de pH
  Soporte para electrodo
  Adaptador de corriente
  Manual de operación
  - Características adicionales
    Diseño compacto y ligero.
    Operación simple e intuitiva.
    Lecturas rápidas y estables.
    Calibración fácil de realizar.
    Compensación de temperatura automática (ATC).

## **INNOVACIÓN + CALIDAD**





