

Monitor Portatil CONTEC 08A, para uso humano



- Monitor portátil de 3 derivaciones para uso humano (oximetría, frecuencia y presión arterial), muestra en tiempo real en pantalla los valores de medición, con parámetros para paciente adulto, pediátrico y neonato
- Funciona con corriente y baterías
- Pantalla a color
- El mas pequeño en su tipo

Incluye

- Adaptador de corriente
- Software para pc
- Brazalete adulto
- Manual de usuario
- Sensor de Spo2 multisitio (para todo tipo de paciente)
- 6 meses de garantía