

# Monitor Fetal CONTEC CMS800G



- Monitor fetal con pantalla LCD a color de alto contraste, mide y registra en papel y en pantalla la frecuencia fetal, movimiento fetal y contracciones uterinas
- Diseño compacto, se puede colocar horizontalmente o colgar en la pared
- Pantalla LCD abatible
- Registro de movimiento fetal, contracciones y frecuencia fetal
- Alarmas audible y visual programable
- Selección de velocidad de registro
- Modo automático o manual
- Congelamiento de imagen
- Almacenamiento interno
- Impresora térmica

## INCLUYE

- 1 juego de cinturones
- 1 paquete de papel para impresión
- 1 juego de transductores (frecuencia, movimiento y contracción)
- 1 cable de línea
- 1 cable de tierra
- 1 manual de usuario
- 1 año de garantía