



ROYAL MEDITECH
EQUIPMENTS

RMTT-3

Cama de Traslado
Manual



RMTT-3

Especificaciones

- Ruedas de bloqueo central de 150mm
- Barandales laterales: 2 piezas de ABS desmontables
- La sección trasera es operada por muelle de gas
- Plataforma para el paciente de abs
- Manivela única para ajuste de altura
- Accesorios estándar: colchón, I.V. y poste de goteo

Tamaño: 1970 x 640 x 560 - 860 mm

Alto - Bajo: 56 - 86 cm

Sección ajustable de la espalda: 0° a 60°



ROYAL MEDITECH

ROYAL MEDITECH CO., LTD
3rd & 4th Floor, Building- B, No. 2 Jingye Road, Yanchuan 3rd Industrial Area, Songgang Town,
Bao'an District, Shenzhen 518105 P.R. China
Tel: +86 - 755 - 3693 9358 +86 - 755 - 3685 3866
Fax: +86 - 755 - 8179 2102
Email: sales@ecomedhk.com www.royalmeditech.com.cn

