



### Características

- Nuevo estativo robusto, ligero y estilizado.
- Cabeza monocular, inclinada 45° y giratoria 360°
- Iluminación LED con ajuste de intensidad variable
- Con asa de sujeción para facilitar el transporte
- Anillos de color para fácil identificación de los objetivos.
- Anillos anti-derrapantes en objetivos y revólver
- Con porta-cables incorporado al estativo

### Aplicaciones

- Educación Básica

### Accesorios incluidos

- Llave Allen
- Funda de plástico
- Eliminador

### DATOS TÉCNICOS

<b>Modelo</b>	<b>VE-M1</b>
<b>Ocular</b>	WF10X/18 mm, con prisionero y puntero.
<b>Revólver</b>	Triple, con anillo anti-derrapante y tope.
<b>Objetivos</b>	4X, 10X, 40X (retráctil).
<b>Sistema Óptico</b>	Acromático.
<b>Platina</b>	Fija, 94 x 94 mm / 3.7" x 3.7".
<b>Condensador</b>	Tipo disco, A.N. 0.65.
<b>Diafragma</b>	De disco, con apertura del 1 al 8.
<b>Enfoque</b>	Coaxial macrométrico y micrométrico, con anti derrapante.
<b>Iluminación</b>	LED.
<b>Dimensiones</b>	190 x 135 x 310 mm / 7.4" x 5.3" x 12.2".
<b>Fuente de Alimentación</b>	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA120V, 50/60 H.
<b>Garantía</b>	10 años (aplican restricciones).